



Poznań, dnia 05.11.2025 r.

SR/XV-270-26(9)-AG/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu – część II.

SR/XV-270-26-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 9

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie nr 1:

Pakiet 53

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 w pozycji 1 dopuści zestaw do nawilżania z adapterem stanowiący system zamknięty zawierający sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny) spełniającą normę sterylności USP 71, jednorazowa butelka do terapii oddechowej u jednego pacjenta, pojemność 350ml. Czysty łącznik między pojemnikiem a reduktorem wyposażony w bolec, który automatycznie podczas nakręcania przekłuwa pojemnik. Łącznik posiada zintegrowaną zastawkę bezpieczeństwa która wytwarza alarm dźwiękowy ostrzegający personel o ograniczeniu przepływu lub zatkanie przewodu tlenowego. Producent w instrukcji użycia definiuje sprawdzenie zastawki bezpieczeństwa: Przed użyciem sprawdź poprawność funkcjonowania alarmu. Pozostawiając przepływ na poziomie 4 l/min zatkaj port wylotowy butelki i posłuchaj, czy rozlegnie się alarm. Producent nie podaje zatem czułości zastawki. Pojemniki wyjałowiony przy użyciu techniki obróbki aseptycznej. Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów. Producent w instrukcji użytkowania nie limituje czasu użycia wyrobu. Jednorazowa butelka z łącznikiem nawilżacza służy do terapii oddechowej u jednego pacjenta do czasu opróżnienia pojemnika od otwarcia. Niewykorzystaną wodę należy wylać a pojemnika nie wolno napełniać повторно. Na pojemniku etykieta w języku polskim z kodem UDI, data ważności i LOT wytłoczone na pojemniku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 w pozycji 2 dopuści zestaw do nawilżania z adapterem stanowiący system zamknięty zawierający sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny) spełniającą normę sterylności USP 71, jednorazowa butelka do terapii oddechowej u jednego pacjenta, pojemność 550ml. Czysty łącznik między pojemnikiem a reduktorem wyposażony w bolec, który automatycznie podczas nakręcania przekłuwa pojemnik. Łącznik posiada zintegrowaną zastawkę bezpieczeństwa która wytwarza alarm dźwiękowy ostrzegający personel o ograniczeniu przepływu lub zatkanie przewodu tlenowego. Producent w instrukcji użycia definiuje sprawdzenie zastawki bezpieczeństwa: Przed użyciem sprawdź poprawność funkcjonowania alarmu. Pozostawiając przepływ na poziomie 4 l/min zatkaj port wylotowy butelki i posłuchaj, czy rozlegnie się alarm. Producent nie podaje zatem czułości zastawki. Pojemniki wyjałowiony przy użyciu techniki obróbki aseptycznej. Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów. Producent w instrukcji



użytkowania nie limituje czasu użycia wyrobu. Jednorazowa butelka z łącznikiem nawilżacza służy do terapii oddechowej u jednego pacjenta do czasu opróżnienia pojemnika od otwarcia. Niewykorzystaną wodę należy wylać a pojemnika nie wolno napełniać powtórnie. Na pojemniku etykieta w języku polskim z kodem UDI, data ważności i LOT wytłoczone na pojemniku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 w pozycji 1 - Prosimy o dopuszczenie Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu i oświadczeniem Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica -adapter z gwintem 9/16, łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Zatyczka umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych zintegrowana fabrycznie z pojemnikiem. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP43. Woda oczyszczona, sterylna, bez środka drobnoustrojowego, brak substancji czynnej, bez innych dodanych substancji. Wydajność nawilżania 5.7ml/h przy przepływie 5L/min i czasie zużycia 78.5h. Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika: Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm. Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody. Wykonany z polietylenu wolny od Latex i DEHP. Sygnalizacja dźwiękowa wystąpienia okluzji. Do oferty zostaną dołączone badania potwierdzające że pojemniki do nawilżania można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 w pozycji 1,2- Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki, powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych lub masek, np. przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne wykonanie procedur wykonywanych w warunkach klinicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesnińska-Żok

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>

2/ <https://traszeja.poznan.pl/>

3/ a/a